

Afname en scoring van de EVT-3-NL op Q-Global

Inhoudsopgave

Aanmelden	2
Q-Global account activeren	2
Uitlegscherm	2
Startpagina	3
Aanmaken nieuwe cliënt	3
Gegevens nieuwe cliënt aanpassen	4
Test toewijzen	5
Afname klaarzetten	6
Papieren afname	7
Rapport genereren	9
Scorevergelijkingsrapport PPVT-5-NL/EVT-3-NL genereren	10
PPVT-5-NL/EVT-3-NL Voortgangsmeter 1	12

Aanmelden

Om een test te kunnen afnemen of te scoren op het online platform, dient u zich eerst aan te melden als gebruiker. Raadpleeg voor meer informatie onze website.

Q-Global account activeren

Nadat u uw inloggegevens heeft ontvangen, klikt u op de activatielink in de mail om uw account te activeren. Let op: de link verloopt na 30 dagen.

- De eerste keer dat u zich inlogt moet u de algemene voorwaarden en de privacy policy accepteren.
- U kunt hierna zelf uw gebruikersnaam en wachtwoord kiezen.
- Daarna kunt u met uw gekozen gebruikersnaam en wachtwoord inloggen op <u>https://qglobal.pearsonclinical.com/qg/login.seam</u>. Wij raden u aan om deze link toe te voegen aan uw favorieten.

Uitlegscherm

De eerste keer dat u inlogt ziet u het volgende scherm (afbeelding 1):



Afbeelding 1 Aan de slag met Q-global

Hierin wordt kort uitgelegd hoe het platform werkt en welke tabbladen er zijn.

Startpagina

Daarna komt u op de startpagina van Q-Global terecht (afbeelding 2).

Clië	Cliënt Groepsafname Rapport								
🗌 Suba	Subaccounts opnemen								
Nieuv	Nieuwe Cliënt Cliënt verwijderen Nieuwe test toewijzen Groep aanmaken Meer acties 👻 Verplaatsen naar 👻 Zoeken 😿								
Weerg	even: *Act	ief							
A Gee	en records (jevonden.							
		-							
			ia ka pa	gina 0 van 0 >> >1	10 🔻	Geen re	cords gevonden		
		Systeem-ID	Achternaam	Voornaam	Cliënt ID	Geboortedatum	Geslacht		
			ia ka pa	gina 0 van 0 🕨 🕫	10 🔻	Geen re	cords gevonden		
•									

Afbeelding 2 Startpagina

Aanmaken nieuwe cliënt

Vanuit de startpagina kunt u een nieuwe cliënt toevoegen. U kiest 'Nieuwe cliënt' links bovenaan. Daarna vult u de persoonsgegevens van de cliënt in (afbeelding 3). De enige verplichte velden zijn:

- Voornaam/achternaam van de cliënt of de Client ID, ter referentie van de cliënt;
- Geboortedatum, voor de keuze van de juiste normgroep

ieuwe Cliënt				
Sla op Annuleren				• Vere
Demografische kenmerk	en Evaluatie History			
De proefpersoon heeft toes Onderzoeksdatabase.:	stemming gegeven om zijn/ha	ar geanonimiseerde informatie te laten worde	en opgenomen in de Algen	iene Pearson
Voornaam:		Account:	Olav Verhoef	
Tweede naam:		Custom Field 1:		
Achternaam:		Custom Field 2:		
Client ID:		Custom Field 3:		
Geslacht:	Selecteer •	Custom Field 4:		
Geboortedatum:	DD-MM-YYYY			
E-mailadres:				
Opmerking:				
		500 Kara	akters resterend	

Afbeelding 3 Nieuwe cliënt

Nadat u de ingevulde gegevens heeft opgeslagen, is de nieuwe client zichtbaar op het startscherm (afbeelding 4).

Sub	accounts o	pnemen	pport					
Nieu	we Cliënt	Cliënt verwijdere	n Nieuwe test to	Groep aanma	Meer actie	s 👻 Verplaatsen naa	r 👻 Zoeken 🔽	
Weer	Weergeven: *Actief • Reset Sorteervolgorde 1 Record							
			14 <4	pagina 1 van 1 🕨 🕨	10 🔻	Wee	ergeven 1 - 1 van 1	
	•	Systeem-ID	Achternaam	Voornaam	Cliënt ID	Geboortedatum	Geslacht	
1		2154464	Test	Kees		01-01-1986	Man	
-				lander (10.0		•	
			াৰ <ৰ	pagina 1 van 1 🕬	10 ¥	We	ergeven 1 - 1 van 1	

Afbeelding 4 Nieuwe cliënt aangemaakt

Gegevens nieuwe cliënt aanpassen

Als u op een later moment nog persoonsgegevens wilt aanpassen, klikt u op de startpagina op de naam van de cliënt. De pagina met de gegevens van de cliënt wordt geopend. Om de gegevens te bewerken klikt u op 'Bewerk' linksboven in beeld (afbeelding 5).

« Terug						
Cliënt: David Weck	ısler					
Demografische kenmerken Systeem-ID: Voornaam: Tweede naam: Achternaam: Geboortedatum: Leeftijd: Client ID: Geslacht: E-mailadres: Opmerking:	22109620 David Wechsler 01-01-2017 5 jaar 8 maanden Man		Aa Aa Aa I	Account: ingepast veld 1: ingepast veld 2: ingepast veld 3: ingepast veld 4: Groepen: ID oude functie:	Myrthe Wildenbee	st
Nieuwe test toewijzen	Test(s) verwijderen	Genereer Rapport				
		🖂 < pagina 🛛) van 0 🔛 🕬	10 🗸		Geen records gevonden

Afbeelding 5 Gegevens bewerken op de 'Cliënt'- pagina

Test toewijzen

Op de startpagina vinkt u links vóór de client het hokje aan en kiest u 'Nieuwe test toewijzen'. U klikt op de betreffende vragenlijst van de EVT-3-NL. Als u op de ster naast de testnaam klikt, maakt u deze test favoriet en komt deze bovenaan uw lijst met tests te staan. Daarna klikt u op 'Toewijzen' (afbeelding 6). U kunt ook een nieuwe test toewijzen vanaf de 'Cliënt'-pagina.

Cliënt Groepsa	fname Rapport	
Subaccounts opnemer	n	
Nieuwe Cliënt Clië	ënt verwijderen Nieuwe test toewijzen Groep aanmaken Meer acties 🔹 Verplaatsen na	zoeken 😨
Weergeven: • Acti	X	volgorde 2 Records
1 Bestand verwijderd	Alle tests 🙀 Mijn Favorieten	Weergeven 1 - 2 van 2
		Geslacht
1 2419	A-B C-F G-K L-M N-Q R-V W-Z Alle	/rouw
2 2748		1an
	evt-3-NL	Weergeven 1 - 2 van 2
	O 🚖 PPVT-5-NL	
PEARSON <u>Over Pearsor</u> <u>opties</u> Copyright ©		Build Versie 80.0.54 - 15 <u>Opmerkingen bij de uitga</u>
4		
	☆ Voegt een test toe aan uw Favorieten Annuleren Toewijzen	

Afbeelding 6 Test toewijzen

Afname klaarzetten

Hierna komt u op de pagina 'Voer de scores' in. Hier ziet u de presentatiewijze Papieren afname (Handmatige invoer) (afbeelding 7).

		Samenvatting
EVTONL EVT-3-N	L	Cliënt
Presentatiewijze-opties	ts één presentatiewijze mogelijk voor deze test.	Stokkers, Lynn Pewer 17-12-2008 14 jm 11 Bewer mindn Vrouw Lynn.stokkers@pearson.com Test EVT-3-NL
Papieren Afname (Handmatige invoer)		Voer de scores in
Testdatum		Annuleer dit verzoek
27-11-2023	齼	

Afbeelding 7 Presentatiewijze-optie

Papieren afname

Nadat u voor 'Papieren afname' heeft gekozen, kunt u de scores gaan invoeren. Onder 'Testdatum' voert u de datum van het invullen van de vragenlijst in. Tot slot kiest u voor 'Voer de scores in' (afbeelding 7).

ame Opties/Instellingen		
	Samenva	tting
Presentatiewijze-opties	Cliënt Stokkers, Lynn 17-12-2008 14 jm 11 mndn Vrouw	ø Bewei
Er is slechts één presentatiewijze	mogelijk voor deze test. Test EVT-3-NL	1.com
Papieren Afname (Handmatige invoer)	Voer de sco	res in
Testdatum	Annuleer dit v	verzoek
27-11-2023		
Leeftijd tijdens testafname		

Afbeelding 7 Scores invoeren bij een papieren afname

Nu komt u in het scherm Testdetails terecht. In het tabblad 'Overzicht' kunt u verdere testdetails invullen. Let op dat de voor- en achternaam van de respondent verplichte velden zijn (afbeelding 8).

	Samenvatting
Overzicht Subtests	FUT
ellingen voor afname	Expertise Tooklary Get - Note (2014a - Note)
	Status
Presentatiewijze	Gereed voor testafname Test
Testdatum	EVICTOR
27-11-2023	Client Stokkers, Lynn 17-12-2008 14 jm 11 mndn Vrouw Lynn, stokkers@pearson.com
Testleider (optioneei) Kies aub	Ga verder naar Rapporten
Leerkracht/Docent (optioneei) Kies aub v	Sla wijzigingen op ? Hulp nodig 🗴 Verwijderen

Afbeelding 8 Testdetails

In het tabblad 'Subtests' neemt u de ruwe itemscores vanaf de vragenlijst over. Als u de itemtekst en/of invoeropties zou willen zien, dan zet u de schuifjes achter 'Toon itemtekst' en/of 'Toon invoeropties' aan (afbeelding 9).

« Terug	
Testdetails	Samenvatting
Overzice <u>Subtests</u>	EVT
Invoer ruwe scores	Expressive Vocabulary Test - Third Edition - Nederlandstall pe versie
► EVT-3	Status Gereed voor testafname
Voer itemscore voer voer itemscore voer voer voer itemscore voer voer voer voer voer voer voer v	est EVT-3-NL Client Stokkers, Lynn 17-12-2008 14 jrn 11 mndn Vrouw Lynn.stokkers@pearson.com
Voer alleen de scores in voor de items die u heeft afgenomen.	Ga verder naar Rapporten
1. bloem 0=incorrect, 1=Correct, 2=Geen antwoord	Sla wijzigingen op
2. Zon 0=incorrect, 1=Correct, 2=Geen antwoord	? Hulp nodig 💼 Verwijderen
3. knippen 0=incorrect, 1=Correct, 2=Geen antwoord	

Afbeelding 9 Invulscherm ruwe itemscores.

Onder Samenvatting kunt u uw invoer opslaan door middel van de knop 'Sla wijzigingen op' of kies direct voor 'Ga verder naar Rapporteren' (afbeelding 10). Instructies voor Rapporteren vindt u in het hoofdstuk 'Rapporteren'.



Afbeelding 10 Samenvatting

Rapport genereren

Wanneer de afname is voltooid krijgt de test op Q-global de status 'Gereed voor rapporteren'. U ziet dit op het startscherm van de cliënt. U selecteert de betreffende afname en klikt daarna op de knop 'Genereer Rapport' (afbeelding 11).

Cliënt:	Lynn	Stok	kers
	-		

Bew	erk							
	Den	nografische kenmerken				Account:	Lynn TEST	
	Tu	Systeem-ID: Voornaam:	24196602 Lynn		Aar Aar	ngepast veld 1: ngepast veld 2:		
	Geb	Achternaam: oortedatum: Leeftijd: Cliënt ID:	Stokkers 17-12-2008 14 jaar 11 maanden Vrouw		Aar Aar II	ngepast veld 3: ngepast veld 4: Groepen: D oude functie:		
		E-mailadres: Opmerking:	Lynn.stokkers@pearson.c om TEST					
Nieuwo	e test to	oewijzen	Test(s) verwijdere (1) Gen	ereer Rapport	>		€ Reset Sorte	ervolgorde 8 Recor i
			141 - 4	🛛 pagina 1	van 1 🕨 💷	10 🗸		Weergeven 1 - 8 van 8
		Test ID	Test naam	1	Testdatum	Presentatiewij	ze Status	Groeps tests
1		54179691	EVT-3-NL	27	-11-2023	Handmatige invoe	er Gereed voor rapporter	

Afbeelding 11 Rapport genereren

Vervolgens komt u in het scherm 'Rapport selectie & configuratie' terecht. Selecteer hier het soort rapport dat u wilt genereren (meestal één optie). Daarna kunt u het rapport verder samenstellen. Verder kiest u voor een betrouwbaarheidsinterval waarna u klikt op de knop 'Genereer Rapport' (afbeelding 12).

			✓ Geselecteerd Deselecteer	Samenvatting
	EVT-3-NL Score R Voorraad nodig: 1 Ongelimiteerde rapport Abonnement verloopt 2	apport toepassingen. 3-11-2024		Cliënt Stokkers, Lynn 17-12-2008 14 jm 11
onfiguraties				mndn Vrouw Lynn.stokkers@pearson.com
Rapport bestandstype Adobe PDF - Dit rapport is alleen bes	schikbaar als PDF.			Test EVT-3-NL Presentatiewijze: Handmatige invoer 27-11-2023
Rapportopties Voeg toe		Instellingen		 EVT-3-NL Score Rapport Voor het gebruik van dit rapport wordt 1 toepassing in rekening
 Cliëntnaam Beschrijvende rapportage 		Betrouwbaarheidsinterval 90% 95%		gebracht. Genereer Rapport
Kwalitatieve Itemanalyse				2 Hulp nodia Annuleren
 Itemanalyse op basis va STEM-woorden itemana 	an woordsoort alyse			•••••
Kwalitatieve itemanalyse is a itemscores zijn ingevoerd.	lleen beschikbaar als de			
Antwoorden op de items Antwoorden op de items	where			

Afbeelding 12 Rapport selectie & configuratie

Rapport openen

Wanneer u 'Genereer rapport' heeft gekozen, verschijnt het rapport in uw downloads (Afbeelding 13). Als u hier op klikt, zal het rapport geopend worden.



Afbeelding 13 openen van testrapport

Scorevergelijkingsrapport PPVT-5-NL/EVT-3-NL genereren

Als u in Q-global de scores van zowel de PPVT-5-NL als de EVT-3-NL heeft ingevoerd, kunt u zonder extra kosten een *PPVT-5-NL/EVT-3-NL Scorevergelijkingsrapport Receptief-Expressief* genereren om de scores die een kind behaalde op de PPVT-5-NL en de EVT-3-NL met elkaar te kunnen vergelijken.

Om een Voortgangsrapport of Rapport meerdere beoordelaars te genereren, dient u eerst een rapport te genereren voor de losse afnames. Doe dit volgens de stappen beschreven in hoofdstuk 'Rapport genereren'. Daarna gaat u weer naar de startpagina van de cliënt, waar de betreffende afnames de status 'Rapport is gegenereerd' hebben gekregen. Hier selecteert u de afnames die u in één rapport zou willen hebben. Daarna klikt u op 'Genereer Rapport' (afbeelding 14).

	-								
	Den	lografische kenmerken							
		Systeem-ID:	28116253		lyrthe Wildenbeest				
		Voornaam:	EVT/PVT		Aa				
	Tw	veede naam:			Aa	ingepast veld 2:			
		Achternaam:	Test		Aa	ingepast veld 3:			
	Ceb	oortedatum:	01-01-2012		Aa	ingepast veld 4:			
	Geb	oorteuatum.	10 ion 10 moondon			Groepen:			
		Leertija:	10 jaar 10 maanden		1	ID oude functie:			
		Client ID:							
		Geslacht:							
	I	E-mailadres:							
		Opmerking:							
					_				
Nieuw	e test to	ewijzen 1	fest(s) verwijderen	Genereer Rappor	t				
					-				
							🕂 Reset Sortee	rvolgorde 3 Record	ls
				🖙 🛹 pagina 1	van 1 🔛 🗉	10 🗸	١	Veergeven 1 - 3 van 3	
		Test ID	T. na	est	Testdatum	Presentatiewijz	e Status	Groeps tests	
1		54185481	EVT-3-NL		28-11-2023	Handmatige invoer	Rapport is gegenereer		
2		54185468	PPVT-5-NL		15-02-2023	Handmatige invoer	Rapport is gegenereer		
з		54185459	PPVT-5-NL		28-11-2023	Handmatige invoer	Rapport is gegenereer		
				🖙 🛹 pagina 1	van 1 🕨 🗉	10 🗸	N N	Veergeven 1 - 3 van 3	

Afbeelding 14 Rapportselectie

Nadat u op 'Genereer Rapport' heeft geklikt, klikt u in het pop-up venster op 'Rapport meerdere beoordelaars' (afbeelding 15).

	E-mailadres:								
		op Rap	Rapporten						
Nieuw	e test to	pew	PPVT-5-NL/EVT-3-NL Scoreverge	elijkingsrapport Receptief-Expre	ssief				
		Voor sele	sommige rapporten is het vereist teren, maak een scorerapport en	eerst een scorerapport te generer probeer opnieuw.	en. Als u een rapport zie	et maar deze niet kunt	rolgorde 3 Recor		
		Voor sele	sommige rapporten is het vereist tteren, maak een scorerapport en	eerst een scorerapport te generer probeer opnieuw.	en. Als u een rapport zi	et maar deze niet kunt	ergeven 1 - 3 van 3 Groeps tests		
1		Voor sele	sommige rapporten is het vereist teren, maak een scorerapport en EVT-3-NL	eerst een scorerapport te generen probeer opnieuw. 28-11-2023	en. Als u een rapport zie Handmatige invoer	et maar deze niet kunt Rapport is gegenereere	rolgorde 3 Recor ergeven 1 - 3 van 3 Groeps tests		
1 2		Voor sele 54185481 54185468	sommige rapporten is het vereist teren, maak een scorerapport en EVT-3-NL PPVT-5-NL	eerst een scorerapport te generen probeer opnieuw. 28-11-2023 15-02-2023	en. Als u een rapport zi Handmatige invoer Handmatige invoer	et maar deze niet kunt Rapport is gegenereer Rapport is gegenereer	rolgorde 3 Recor ergeven 1 - 3 van 3 Groeps tests		
1 2 3		Voor sele 54185481 54185468 54185468	sommige rapporten is het vereist teren, maak een scorerapport en EVT-3-NL PPVT-5-NL PPVT-5-NL	eerst een scorerapport te generer probeer opnieuw. 28-11-2023 15-02-2023 28-11-2023	en. Als u een rapport zie Handmatige invoer Handmatige invoer Handmatige invoer	et maar deze niet kunt Rapport is gegenereer Rapport is gegenereer Rapport is gegenereer	rolgorde 3 Recor ergeven 1 - 3 van 3 Groeps tests		

Afbeelding 15 Rapport meerdere beoordelaars

Vervolgens komt u terecht in het Rapportselectie & configuratie scherm. Selecteer hier 'PPVT-5-NL/EVT-3-NL Scorevergelijkingsrapport Receptief-Expressief'. Daarna kunt u het rapport verder samenstellen. Optioneel kunt u de clientnaam toevoegen, verplicht is het aangeven van het significantieniveau. Klik tot slot op 'Genereer Rapport' (afbeelding 16).

	PPV I-5-NL/EV I-3-NL Voorraad nodig: 0 0 toepassingen beschikbaar	Scorevergelijkingsrapport Receptief-Expressief	Cliënt Test, 01-0	EVT/PVT 1-2013 10 im 10	
Configuraties			mndi (geer (geer	n n geslacht) n e-mail)	
Rapport bestandstype Adobe PDF - Dit rapport is a	leen beschikbaar als PDF.		Test PPV [*] Pres 28-1	F-5-NL entatiewijze: Handmatige invoer 1-2023	
Rapportopties Voeg toe	Rapportopties Voeg toe Instellingen				
Cliëntnaam	((ignificantieniveau 0.05 10	28-1	PPVT-5-NL/EVT-3-NL Scorevergelijkingsrapport Receptief-Expressief Voor het gebruik van dit rapport wordt 0 toepassing in rekening gebracht.	
				Genereer Rapport	
				? Hulp nodia Annuleren	

Afbeelding 16 Rapport configuratie en Genereer Rapport

Het rapport kunt u vervolgens openen via de taakbalk.

PPVT-5-NL/EVT-3-NL Voortgangsmeter

In de *PPVT-5-NL_EVT-3-NL Voortgangsmeter* kunt u veranderingen in de testscores van een kind op de EVT-5-NL over meerdere afnames analyseren, bijvoorbeeld om de voortgang te volgen of het effect van een behandeling te meten. De voortgangsmeter is een Excelbestand dat gratis is te downloaden vanaf Q-global.

U gaat hiervoor naar de Q-global Resourcebibliotheek, klikt op de folder EVT-3-NL. U vindt de voortgangsmeter in de 'restricted' folder (afbeelding 17).

PEARSON		AL	ALWAYS LEARNING				
nuis	Myrthe Wildenbeest Myrthe Wi	ildenbeest Mijn Account Acco	ounts beheren Resourcebibliotheek	Meldingen Afmeld			
« Terug							
Resourcebibliothee	ek						
Construction Cons	ıdleiding.pdf <mark>/T-5-NL Progress Mönitoring Assistant.xlsı</mark>						

Afbeelding 17 Resourcebibliotheek

Klik op *EVT-3-NL_PPVT-5-NL Progress Monitoring Assistent.xlsx* om het bestand te downloaden en open het bestand. Vervolgens vult u het bestand in volgens de invulinstructies. Deze vindt u in het bestand zelf, op het eerste tabblad.

Let op! Om het bestand te bewerken, dient u eerst op 'bewerken inschakelen' te klikken (afbeelding 18).

- Au	tomatis	ch opslaan	•	9° C'	®, - ∽ PP	VT-5-NL_EVT-3-N	L Progress Mon	itoring Assistant -	Be • Opg	eslagen in deze pc 🗸	م ،	Myrthe	Wildenbeest	MW	⊞ -
Bes	tand	Start	Invoegen	Tekenen	Pagina-indeling	Formules	Gegevens	Controleren	Beeld	Automatiseren	Help	Foxit PDF		□ 🖓	Opmerking
1	BEVEIL	IGDE WEE	RGAVE Let op	- bestanden v	an internet kunnen vi	ussen bevatten. /	Als u het bestand	d niet hoeft te bew	erken, kunt u	ı beter in de Beveiligd	le weergave l	blijven.	Bewerken insc	hakelen	>
A2		•	$\times \checkmark$	<i>f</i> x Instr	ucties bij de PPVT-	5-NL_EVT-3-NL	Voortgangsm	eter							
	A					В				с		D			
2			In	structies bij	de PPVT-5-NL_E	/T-3-NL Voort	gangsmeter								
		De	PPVT-5-NL	EVT-3-NL V	oortgangsmeter a	nalyseert ver	anderingen ir	n de testcores v	an een						

Afbeelding 18 Bewerken inschakelen