



# Pearson

## Afname en scoring van de WMS-IV-NL op het online platform Q-global

### Aanmelden

Om een test te kunnen afnemen of scoren op het online platform, dient u zich eerst aan te melden als gebruiker. Raadpleegt u voor meer informatie hierover onze website.


### Q-global account activeren

Nadat u uw inloggegevens heeft ontvangen, klikt u op de activatielink in de mail om uw account te activeren. Let op: de link verloopt na 30 dagen.

- De eerste keer dat u inlogt moet u de algemene voorwaarden en de privacy policy accepteren.
- U kunt hierna zelf uw gebruikersnaam en wachtwoord kiezen.
- Daarna kunt u met deze gebruikersnaam en dit wachtwoord inloggen op <https://qglobal.pearsonclinical.com/qg/login.seam>. Wij raden u aan om deze link toe te voegen aan uw favorieten.

### Uitlegscherm

De eerste keer dat u inlogt ziet u het volgende scherm (Afbeelding 1):




Afbeelding 1 Aan de slag met Q-global

Hierin wordt kort uitgelegd hoe het platform werkt en welke tabbladen er zijn.

## Startpagina

Daarna komt u op de startpagina van Q-global (Afbeelding 2).




Afbeelding 2 Startpagina

## Aanmaken nieuwe cliënt


Vanuit de startpagina kunt u een nieuwe cliënt toevoegen. U kiest 'Nieuwe cliënt' links bovenaan. Daarna vult u de persoonsgegevens van de cliënt in (Afbeelding 3). De enige verplichte velden zijn:

- Voornaam/Achternaam van de cliënt of de Client ID, ter referentie van de cliënt
- Geboortedatum, voor de keuze van de juiste normgroep



Afbeelding 3 Nieuwe Cliënt


Nadat u de ingevulde gegevens heeft opgeslagen, is de nieuwe cliënt zichtbaar op het startscherm (Afbeelding 4).



Afbeelding 4 Nieuwe cliënt aangemaakt

## Gegevens nieuwe cliënt aanpassen


Als u op een later moment nog persoonsgegevens wilt aanpassen, klikt u op de startpagina op de naam van de cliënt. De pagina met de gegevens van de cliënt wordt geopend. Om de gegevens te bewerken klikt u op 'Bewerk' links bovenin beeld (Afbeelding 5).



Afbeelding 5 Gegevens bewerken op de 'Cliënt'-pagina

## Test toewijzen

Op de startpagina vinkt u links vóór de cliënt het hokje aan en kiest 'Nieuwe test toewijzen'. U kunt nu kiezen tussen WMS-IV-NL en WMS-IV-NL verkorte versie. De WMS-IV-NL kiest u als u de gehele volwassenenbatterij of de gehele ouderenbatterij bij een cliënt in de leeftijdscategorie 65-90 heeft afgenomen. De verkorte versie kiest u bij een verkorte afname waarbij slechts een enkele subtest of de verkorte ouderenbatterij voor volwassenen is afgenomen. Als u op de ster naast de testnaam klikt, maakt u deze test favoriet en komt deze bovenaan uw lijst met tests te staan (Afbeelding 6). Daarna klikt u op 'Toewijzen'. U kunt ook een nieuwe test toewijzen vanaf de 'Cliënt'-pagina.



Afbeelding 6 Test toewijzen

## Testdetails

Hierna komt u op de pagina 'Testdetails'. Bij 'Cliëntdetails' kunt u eventueel nog de cliëntgegevens aanpassen. Verplicht om in te vullen zijn 'Testdatum' en 'Testleiders'. Daaronder kunt u de gegevens zoals moedertaal en handvoorkeur aangeven. Vervolgens neemt u in het tabblad 'Ruwe Scores' de scores per subtest van het responsformulier over (Afbeelding 7). Voor meer informatie over welke scores u dient in te voeren, kunt u kiezen voor 'Hulp bij de test'. Daarnaast is het voor 'Patronen' mogelijk om aanvullende scores aan de hand van de plaatsing te berekenen. Klik hiervoor op het pijltje naast items A t/m D.

Subtest	Totale Ruwe Score	Herkenning	Aanbejaal
Kort Cogitief Functioneren	0 t/m 58		
Visuele Reproductie I	0 t/m 43		
Logisch Categorieën I	0 t/m 30		
Buistatisch Herkennen	0 t/m 24		
Visuele Reproductie II	0 t/m 43		
Herkenning	0 t/m 7		
Aanbejaal	0 t/m 43		
Logisch Categorieën II	0 t/m 50		
Herkenning	0 t/m 30		
Woordparen I	0 t/m 36		
Woordparen II	0 t/m 36		
Patronen I	0 t/m 120		
Patronen II	0 t/m 120		
Herkenning	0 t/m 48		
Aanbejaal	0 t/m 24		
Herkenning	0 t/m 24		
Onmiddellijke Reproductie (Items A t/m D)			
Uitgescheiden Reproductie (Items A t/m D)			
Verbonden Elementen	0 t/m 50		

Afbeelding 7 Het invullen van de ruwe scores en hulp bij de test

## Rapport genereren

U kunt nu kiezen voor de optie 'Genereer Rapport' (Afbeelding 8). Vervolgens wordt een scherm geopend waarin u kunt aangeven welke analyses u in het rapport wilt terugzien (Afbeelding 9). U kunt dit op een later moment nog kosteloos aanpassen en opnieuw een rapport uitdraaien.

PEARSON ALWAYS LEARNING

Startpagina | Joelle Dek | COTAN 1 | Instellingen | Accounts beheren | Resourcebibliotheek | Meldingen tonen | Feedback | Help | Afmelden

Terug

Testdetails: 123456

Bewerken Rapport genereren

Het testrecord is opgeslagen.

**Client Details**

Voornaam:

Tweede naam:

Achternaam:

Client ID: 123456

Geslacht: Selecteer...

Geboortedatum: 20-07-1945 Leeftijd: 68 jaar 7 maanden

E-mail:

**Testdetails**

Test: WMS-IV NL

Status: Gereed voor rapportage

Testdatum: 10-03-2014 Leeftijd tijdens testafname: 68 jaar 7 maanden

Testleiders: Dek, Joelle

Presentatie: Handmatige invoer

Persoonsgegevens | Ruwe Scores [Hulp bij de test](#)

Batterijversie:  Volwassenen  Ouderen

Moedertaal: Kies aub...

Handvoorkeur: Kies aub...

Opleidingsniveau: mavo/vmbo/vbo

Hertest?

Afbeelding 8 Rapport genereren

Geboortedatum: 20-07-1945 Leeftijd: 68 jaar 7 maanden

E-mail:

**Testdetails**

Test: WMS-IV NL

Status: Gereed voor rapportage

**Configuratie rapport**

Rapport genereren Annuleren

Client: 123456 Indeling: Adobe (pdf)

Client ID: 123456 Geselecteerde records: 1

Test: WMS-IV NL Inventaris nodig: 1 Subscription

Status: Gereed voor rapportage Subscribed\_nri: No

Rapport: WMS-IV Score Rapport Beschikbare inventaris: Yes [Nu kopen](#)

**Voeg toe**

Classificatieniveau van het Kort Cognitief Functieonderzoek

Indexscore overzichtstabel

Indexscore profiel

Overzicht van primaire geschaalde subtest scores

Primaire geschaalde subtestscore profiel

Ruwe Scores

**Omzetting van processcores**

Overzicht van auditief geheugen processcores

Overzicht van visueel geheugen processcores

**Subtestniveau verschillen binnen indexen**

Auditief Geheugen Index

**Betrouwbaarheidsinterval**

95%  90%

**Significantieniveaus**

Vergelijking tussen Subtest en Gemiddelde Score:  .05  .15

Vergelijking tussen Subtests:  .05  .15

**Subtestniveau Geschaalde Contrastcores**

Logisch Geheugen

Woordparen

Patronen

Visuele Reproductie

**Indexniveau Geschaalde Contrastcores**

WMS-IV-NL Indexen

**Revisiegeschiedenis**

Aangemaakt door: Dek, Joelle Gewijzigd door: Dek, Joelle


Aangemaakt op: 10-03-2014 12:02:36 PM Gewijzigd op: 10-03-2014 12:09:34 PM

PEARSON Over Pearson | Contact | Voorwaarden | Privacy Copyright © 2012 NCS Pearson. Alle rechten voorbehouden. Versie 22.0.0-SNAPSHOT-492

Afbeelding 9 Rapport Configuratie

## Rapport openen

Wanneer u 'Genereer rapport' heeft gekozen, verschijnt onder in uw taakbalk een pdf download van het rapport (Afbeelding 10). Als u hier op klikt, zal het rapport geopend worden.



The screenshot shows a web application interface with a dark teal background. At the top, there is a navigation bar with links like 'Startpagina', 'Joelle Dek', 'COTAN 1', 'Instellingen', 'Accounts beheren', 'Resourcebibliotheek', 'Meldingen tonen', 'Feedback', 'Help', and 'Afmelden'. Below this, there is a 'Terug' button and a 'Cliënt:' section. The 'Cliënt:' section contains a 'Bewerken' button and a 'Demografie' section with fields for System-ID (192579), Voornaam, Achternaam, Geboortedatum (20-07-1945), Leeftijd (68 jaar 7 maanden), Client ID (123456), Geslacht, E-mail, and Opmerking. There are also fields for Account (COTAN 1) and Aangepast veld 1-4. Below the 'Demografie' section, there are buttons for 'Nieuwe test toewijzen', 'Toewijzing test(s) ongedaan maken', 'Test(s) verwijderen', and 'Rapport genereren'. A table below shows a list of assessments with columns for Assessment Name, Admin Date, Presentatie, Status, and Group. The table has one row with the following data: Assessment Name: WMS-IV NL, Admin Date: 10-03-2014, Presentatie: Handmatige invoer, Status: Rapport gegenereerd, Group: Assesmts\_nl. Below the table, there is a 'Revisiegeschiedenis' section with fields for Aangemaakt door (Dek, Joelle), Aangemaakt op (10-03-2014 11:50:36 AM), Gewijzigd door (Dek, Joelle), and Gewijzigd op (10-03-2014 12:09:33 PM). At the bottom of the page, there is a footer with 'PEARSON Over Pearson | Contact | Voorwaarden | Privacy' and 'Copyright © 2012 BCJ Pearson. Alle rechten voorbehouden.' and 'Versie 22.0.0-SNAPSHOT-492'. In the taskbar at the bottom, there is a download icon and a file named 'WMS-IV Score Rapp...pdf'. A red arrow points to this download icon.

Afbeelding 10 Download van testrapport in taakbalk