



Pearson

Hoe kan **intelligentie** onafhankelijk van taal en cultuur worden gemeten?

Alleen al in 2015 zijn er vele mensen uit diverse landen naar Nederland toe gekomen om oorlog te ontvluchten en hier onderdak en een betere toekomst te vinden. Het gaat hierbij onder andere om, deels niet-begeleide kinderen en jongeren die in het Nederlandse onderwijs geïntegreerd moeten worden en weer een normaal dagelijks leven moeten gaan leiden. Gezien deze situatie staan veel professionals voor een uitdaging: Hoe kan ik intelligentie onafhankelijk van taal en cultuur meten? Het doel daarbij is het cognitieve prestatieniveau van kinderen en jongeren voor wie een normale taalgebonden intelligentietest niet geschikt is, op een eerlijke en betrouwbare manier te kunnen beoordelen.

Pearson heeft met de Wechsler Nonverbal Scale (WNV-NL) een intelligentietest die tot de beproefde Wechsler-serie behoort en die precies voor deze doelgroep is ontwikkeld. Omdat we professionals graag verder ondersteunen in hun dagelijks werk hebben we voor de WNV-NL, in diverse talen die in de herkomstlanden van de huidige migrantengolf worden gesproken, bijv. Farsi, Arabisch en Somalisch, gratis informatie over de test beschikbaar. Dit helpt ouders, maar ook kinderen en jongeren van wie sommigen zonder ouders in dit land aankomen, om een intelligentietest te begrijpen en er minder huiverig voor te zijn.

Waardoor onderscheidt de WNV-NL zich van andere niet-taalgebonden intelligentietests? Het voornaamste kenmerk is de multidimensionaliteit. Op basis van de WNV kan niet alleen een totaalscore worden berekend; de test differentieert ook tussen vier facetten van intelligentie. Deze worden afhankelijk van de leeftijd aan de hand van verschillende subtests gemeten.



Simultane processen en op basis van perceptie conclusies kunnen trekken	1. Matrixtest	4 – 21 jaar
Graf motorische snelheid	2. Test met getallen en symbolen	4 – 21 jaar
Perceptuele organisatie en herkenning van verbanden tussen het geheel en delen	3. Figuren leggen	4 – 7 jaar
Kortetermijngeheugen voor visueel-ruimtelijke patronen	4. Vormen herkennen	4 – 7 jaar
Werkgeheugen voor visueel-ruimtelijke stimuli	5. Visueel-ruimtelijke geheugenspan	8 – 21 jaar
Perceptuele organisatie	6. Plaatjes ordenen	8 – 21 jaar

Als aanvulling op de totaalscore en de subtestscores kan er een grondige profielanalyse worden uitgevoerd. Deze omvat onder andere een analyse van sterke en zwakke punten, waarmee vastgesteld kan worden welke individuele stimulerende maatregelen er nodig zijn.

De normgroep van de WNV-NL bestaat uit 1723 kinderen en jongeren. Bovendien representeert de steekproef het gehele Nederlandse taalgebied (Nederland en Vlaanderen). Het is zinvol een Nederlandse norm te gebruiken, omdat de kinderen en jongeren die hier nog niet zo lang wonen, geïntegreerd moeten worden in het Nederlandse (school)systeem. In de WNV-NL normgroep zijn ook kinderen en jongeren met een niet-westerse allochtone achtergrond opgenomen zodat het een goede afspiegeling van de gehele Nederlandse samenleving is.

Een afname van de WNV-NL neemt in totaal ongeveer 45 minuten in beslag. Omdat de testafnemers in de praktijk vaak met een krap tijdsbestek te maken hebben, kan de test worden gereduceerd tot twee subtests. De testtijd kan dus worden gehalveerd. De leeftijdsrange van de WNV-NL is 4 t/m 21 jaar, hiermee is dit de enige intelligentietest die de nog niet leerplichtige leeftijd, de gehele schoolperiode en de jongvolwassen leeftijd bestrijkt.

De instructies van de WNV-NL worden aan de cliënt gepresenteerd in de vorm van plaatjes. Het is dus mogelijk om een testafname volledig non-verbaal te laten verlopen. Als het gewenst is kunnen hier ook verbale instructies (in de moedertaal van het kind) aan toegevoegd worden.

Ten slotte is het belangrijk te benadrukken dat de WNV-NL niet alleen geschikt is voor kinderen en jongeren met een migratie-achtergrond. De test kan natuurlijk ook worden gebruikt voor kinderen en jongeren met een spraakstoornis of gehoorbeschadiging.

Door al deze aspecten onderscheidt de WNV-NL zich als kwalitatief hoogwaardige, niet-taalgebonden en eerlijke intelligentietest, die, dankzij de efficiënte en flexibele manier waarop hij kan worden uitgevoerd, een zeer gedifferentieerde beoordeling van het cognitieve prestatieniveau van kinderen en jongeren mogelijk maakt. Daarbij kunt u ter ondersteuning kosteloos gebruikmaken van een informatiedocument over de test. Deze informatie is verkrijgbaar in diverse talen die in de actuele herkomstlanden worden gesproken, zodat u de ongewone en misschien spannende testsituatie op een begrijpelijke manier kunt uitleggen.

Meer informatie over de WNV-NL vindt u op onze website, www.pearsonclinical.nl/wnv. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met onze afdeling Testadvies voor meer informatie. Tel.: 020-5815500 E-mail: testadvies-nl@pearson.com